

# CRIO

GAMME G4B

## MANIPULATIONS CRYOGÉNIQUES

- Manipulations cryogéniques en industrie, pharmacie, chimie, laboratoire



Certains produits en stocks disposent encore du marquage EN388 selon l'ancienne directive : 2122

AET N°0072/011/162/07/19/0268 (IFTH LYON)

Conformité à l'immersion dans l'azote liquide (méthode IFTH MR 019)

**NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)**  
[www.rostaing.com/normes-securite](http://www.rostaing.com/normes-securite)

### TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

### COMPOSITION

**Paume et dos** Fleur de bovin hydrofuge  
**Manchette** Cuir façon velours  
**Membrane** Porelle®  
**Doublure** Molleton laine/coton et feutre ISO AIR  
**Longueur totale** 40 cm

### ENTRETIEN



### CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires/ Carton de 20 paires

**PRO•LINE :**  
Notre sélection



**Résistance au froid cryogénique**

Isolation thermique  
-197° C



Bride ajustable



**Longévité optimisée**

Renfort sur zone d'usure



**Imperméabilité**



Longueur manchette  
15 cm